

## 鼻内視鏡収納用ホルダー

## Eホルダー

容易に取り外しが出来る  
鼻内視鏡収納用ホルダー

内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できます。繊細な軟性部やレンズをパイプ内に入れて保護でき、操作部や光源ソケット等を掛けた際の落下防止のためにストッパーがついているので安心です。壁取付用ガイドレール（別売）使用の場合も容易に外せますので丸洗いができます。

## POINT



壁掛け  
簡単保管



軟性部・  
レンズ保護



落下防止  
ストッパー付



丸洗い可能

全体寸法 (幅×奥行×高さ)	100×110×540mm
軟性部収納パイプ寸法 (高さ×内径×外径)	495×28×34mm (標準タイプ) 800×28×34mm (ロングタイプ)
壁取付用ガイドレール寸法 (幅×高さ×厚み)	70×320×13.5mm
マグネット耐荷重 (ネオジウム磁石)	・マグネット2個の場合：1.3kg ・マグネット3個の場合：2.5kg ・マグネット4個の場合：3.7kg ※板厚0.6mm以上かつ平面の鉄に取り付ける場合

内視鏡  
収納時

商品紹介

## 鼻内視鏡収納用ホルダー



有効長300mmスコープに対応

### Eホルダー標準タイプ

¥55,000<sup>税込</sup>



有効長700mmスコープに対応

### Eホルダーロングタイプ

¥60,500<sup>税込</sup>



有効長300mmスコープに対応

### Eホルダー浸透タイプ

¥63,800<sup>税込</sup>

#### セット内容 (3種共通)

本体(マグネット2個標準装備)、壁取付用ビス、ユニット等取付用インシュロック

## オプション



### マグネット

..... ¥1,100<sup>税込</sup>

標準で2個装備していますが、プラス2個まで追加取得可能です。

#### セット内容

マグネット1個、取付用ビス2個



### 壁取付用 ガイドレール

..... ¥11,000<sup>税込</sup>

壁にビス留め、又はユニット等に掛けて固定することができます。Eホルダー本体を容易に壁から外すことができ、清掃する際など大変便利です。

#### セット内容

本体、壁取付用ビス、ユニット等取付用インシュロック、L字型フック

各部位説明

#### 上段ハンガー



操作部を掛けます。ストッパーで落下を防ぐことができます。

#### 中段ハンガー



光源ソケットを掛けます。ストッパーで落下を防ぐことができます。

#### 下段ハンガー



光源ソケットを掛けます。ストッパーで落下を防ぐことができます。

#### 軟性部収納パイプ

スコープの軟性部を保護します。

#### L字フック

壁取付ガイドレールに標準装備・取り外し可能。

#### 壁取付用 ガイドレール(別売)

壁取付用ガイドレールを使用して壁面に取付いたり、ユニットに固定することができます。

#### マグネット

標準で2個ついています。オプションで2個まで追加することができます。

製品に関するお問い合わせはこちら

**SEIKEN**

株式会社 精研

精研 エスバル

kk-seiken.co.jp

フリーダイヤル

**0120-288-820**

FAX:(052)761-9186 / 受付:9:00~18:00(平日)

製品詳細は  
こちらから



販売代理店